

Achtung: Bitte bei größeren Bestellungen beachten, dass die Röhren ein Ablaufdatum haben und die Füllmenge des Röhrens dann nicht mehr stimmt!

		Packungsgröße
gelbe Nadeln 20G	<input type="text"/>	Pkg 100
grüne Nadeln 21G	<input type="text"/>	Pkg 100
schwarze Nadeln 22G	<input type="text"/>	Pkg 100
Blutabnahme Adapter	<input type="text"/>	Pkg 10
Sicherheitsadapter	<input type="text"/>	Pkg 50
grüne Butterfly 21G	<input type="text"/>	Pkg 100
blaue Butterfly 23G	<input type="text"/>	Pkg 100
Adapter für Butterfly	<input type="text"/>	Pkg 100
EDTA Röhren (lila)	<input type="text"/>	Pkg 50
Vollblut Röhren (rot)	<input type="text"/>	Pkg 50
klare Serumröhren für Elektrolyte (zum Abgießen)	<input type="text"/>	Pkg 50
Blutgruppen Röhren (rot, ohne Trenngel)	<input type="text"/>	Pkg 50
Natrium Citrat Röhren für Gerinnung (blau)	<input type="text"/>	Pkg 50
Zucker Röhren mit Glycolysehämmer (grau)	<input type="text"/>	Pkg 50
Lithium Heparinat Röhren (grün)	<input type="text"/>	Stk 1
Homozystein Röhren (weiß)	<input type="text"/>	Stk 1
Harnröhren (gelb)	<input type="text"/>	Pkg 50
Adapter für Harnröhren	<input type="text"/>	Pkg 50
Stuhlröhren	<input type="text"/>	Stk 1
Abstrichtupfer trocken	<input type="text"/>	Stk 1
Abstrichtupfer mit Gel	<input type="text"/>	Stk 1
Abstrichtupfer Genprobe (Chlam. & Gono.)	<input type="text"/>	Stk 1
Pendelpackung klein	<input type="text"/>	Stk 1
Pendelpackung groß	<input type="text"/>	Stk 1
Versandtasche klein	<input type="text"/>	Stk 1
Versandtasche groß	<input type="text"/>	Stk 1
Anweisungsformular	<input type="text"/>	Blöcke 50
Bedarfslisten für Materialanforderung	<input type="text"/>	Stk 1
Checkliste Probenmaterial	<input type="text"/>	Stk 1
Präanalytik Blutentnahme Anleitung	<input type="text"/>	Stk 1

Sonstiges:

Datum: **Arztstempel:**